

RF
DC
FA

Контактная информация:

ЗАО «ЭлекТрейд-М»
121248, Россия, Москва,
Кутузовский проспект, д.7/4, корп.6, офис 50
Телефон/факс: +7 (495) 974-14-80
E-mail: info@eltn.ru
www.eltn.ru




Innovating Test
Technologies®

Copyright © 2005 Cascade Microtech, Inc.
Названия Microchamber, FemtoGuard, AttoGuard и логотип
Cascade Microtech являются торговыми знаками компании
Cascade Microtech, Inc. Все остальные торговые знаки
являются собственностью их соответствующих владельцев.
В спецификациях возможны изменения.



Комплексные решения для 150 мм



**Комплексные зондовые системы
для ВЧ, DC и анализа отказов**

Специальное предложение для радиочастотных измерений

Комплексная система ВЧ зондирования, идеальное решение для характеристики устройств и моделирования, а также для использования в сфере новейших технологий и исследований.



Комплектация ВЧ	№ для заказа 133-701	Кол -во
Аналитическая зондовая станция	Зондовая станция Summit 9101 с 6-дюймовой (150 мм) платформой	1
Микроскоп	Микроскоп Leica 30X StereoZoom (окуляры 20X, увеличение 3X), штатив микроскопа	1
Устройства ВЧ микропозиционирования	4-осевые устройства микропозиционирования ВЧ зонда, 2 порта «восток» и «запад»	2
ПО для калировки S-параметров и измерений	WinCal 3.2 Manual Version	1
ВЧ зонды	Infinity (угловой корпус), GSG, SG/GS, стандартные шаги зондовых контактов, 40 или 50 ГГц (зонды Air Coplanar имеют шаг более 250 микрон)	4
ВЧ кабели	Переходник 40/50 ГГц, 1,24 м	2
Стандарт ВЧ калировки	Импедансная стандартная подложка для тестирования на пластинах, соответственно типу зонда	1

Специальное предложение для проведения DC измерений

Доступная и комплексная система, которая может быть подключена к параметрическому анализатору для тестирования полупроводниковых пластин и кристаллов, образцов материалов или наноструктур.



Комплектация DC	№ для заказа 133-702	Кол -во
Аналитическая зондовая станция	Зондовая станция RF-1 с 6-дюймовой (150 мм) платформой	1
Микроскоп	Микроскоп Leica 30 X StereoZoom (окуляры 20X, увеличение 6X), вертикальный кронштейн RF-1	1
Устройства микропозиционирования DC	Прецизионные устройства микропозиционирования 100 TPI с магнитным держателем, правосторонняя или левосторонняя система управления	4
Триаксальный держатель зонда	Триаксальный держатель зонда с интегрированным триаксальным кабелем длиной 1,86 м	4
Наконечники зонда	Вольфрамовые наконечники зонда, угол 45°, 1 упаковка с наконечниками с диаметром 2,4 мкм и 1 упаковка с наконечниками с диаметром 12 мкм (упаковка = 25 шт.)	50

Специальное предложение для анализа отказов

Комплексная и экономичная система анализа отказов, имеющая опциональный лазерный резак и микроскоп высокой мощности



Комплектация «Анализ отказов»	№ для заказа 134-478	Кол -во
Аналитическая зондовая станция	Зондовая станция R32 с 6-дюймовой (150 мм) платформой	1
Микроскоп	Микроскоп Seiva Super Scope (совместимость с лазерным резакom Green UV), вертикальный кронштейн с наклоном назад	1
Устройства микропозиционирования DC	Прецизионные устройства микропозиционирования 100 TPI с вакуумным держателем, правосторонняя или левосторонняя система управления	4
Триаксальный держатель зонда	Триаксальный держатель зонда с интегрированным триаксальным кабелем длиной 1,86 м	4
Наконечники зонда	Вольфрамовые наконечники зонда, угол 45°, 1 упаковка с наконечниками с диаметром 2,4 мкм и 1 упаковка с наконечниками с диаметром 12 мкм (упаковка = 25 шт.)	50
Комплект для поддержания вакуума	Комплект из двух 5-портовых трубок с клапанами	1
Комплект для крепления кабеля	Магнитный зажим для кабелей	1